



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Veias Sachs

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Veias Sachs

SKU RM-SVR-22-1

\$54 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Modelo com Lâmina Lisa — 22 cm comprimento, lâmina curva romba	RM-SVR-22-1-1	\$54
Modelo com Lâmina Dentada — 22 cm de comprimento, borda da lâmina dentada	RM-SVR-22-1-2	\$54
Modelo Gancho Agudo — 22 cm length, gancho curvo agudo	RM-SVR-22-1-3	\$54

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Veias Sachs é um afastador vascular e neurocirúrgico especializado, projetado especificamente para fornecer retração e mobilização segura e atraumática de veias delicadas, troncos nervosos e feixes vasculares durante dissecações cirúrgicas complexas. Projetado com uma haste delgada e alongada, este instrumento permite que os cirurgiões afastem suavemente as paredes venosas frágeis sem causar hematomas endoteliais focais ou trombose.

Construído com uma estrutura corporal uniforme de 22 cm (\$54), esta configuração do Afastador de Veias Sachs oferece três extremidades de trabalho distintas selecionáveis através dos parâmetros do menu de opções. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), os cirurgiões podem escolher entre um modelo de Lâmina Lisa para suporte atraumático de vasos, um modelo de Lâmina Dentada projetado para garantir uma aderência ideal ao tecido e minimizar o deslizamento na adventícia fibrosa, ou um modelo de Gancho Pontagudo para retração precisa em pontos específicos. O conjunto do cabo apresenta um layout ergonômico integrado com suporte para dedo que garante alavancagem manual estável e livre de fadiga.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Veias Sachs para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos vasculares, cardiovasculares e neurocirúrgicos em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)