



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

McCulloch Tipi Mikrodiskektomi Rijit Ekartör Çerçevesi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



McCulloch Tipi Mikrodiskektomi Rijit Ekartör Çerçevesi

SKU RM-MMRRF-14-1

\$384 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
McCulloch Tipi Mikrodiskektomi Rijit Ekartör Çerçevesi	Boyutlar / Detaylar: 14 cm toplam uzunluk, rijit menteşesiz şasi, dişli sürücü · Dahil Olan Miktar: 1	\$384
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$384

ÜRÜN AÇIKLAMASI

McCulloch Tipi Mikrodiskektomi Rijit Ekartör Çerçevesi, lomber mikrodiskektomiler ve posterior spinal dekompresyonlar sırasında sarsılmaz, eller serbest bir operasyon koridoru oluşturmak için özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir kendinden tutmalı spinal ekartör şasisidir. Modüler yan bıçakları ve kancaları barındırmak üzere inşa edilen bu rijit şasi, ameliyat mikroskopları altında görüş engelini ortadan kaldırarak hassas interlaminer navigasyon boyunca stabil doku retraksiyonu sağlar.

Standart mekanik ayak iziyle tasarlanan bu McCulloch Tipi Mikrodiskektomi Rijit Ekartör Çerçevesi, 14 cm (\$384) toplam çerçeve uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen yapısal geometri, yoğun paraspinal kas yükleri altında bükülmeye dirençli, rijit, menteşesiz, kendinden tutmalı bir taban şasi çerçevesine sahiptir. Hassas mekanik dişli yayma mekanizması, cerrahlara doku gerilimi üzerinde tam kontrol sağlarken açık bir optik koridoru koruyan pürüzsüz, mikro kalibreli açılmaya olanak tanır.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, McCulloch Tipi Mikrodiskektomi Rijit Ekartör Çerçevesini, tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki nöroşirürji ve omurga merkezlerine eşsiz mekanik rijitlik, yüksek korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest