



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Petri Pterygoid Intra Oral Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Petri Pterygoid Intra Oral Retractor

SKU RM-PPIOR-23-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Petri Pterygoid Intra Oral Retractor	23 cm Gesamtlänge, 25,5 mm breite Pterygoid-Klinge	\$79
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Petri Pterygoid Intra Oral Retractor ist ein essenzieller Retraktor für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie die Orthognathie. Er wurde speziell entwickelt, um bei Le-Fort-Osteotomien eine sichere, atraumatische Weichteilverdrängung und den Schutz neurovaskulärer Strukturen zu gewährleisten. Das Instrument wird hinter die Tuber maxillare geführt und schützt so die Arteria maxillaris interna und den Plexus venosus pterygoideus vor dem Osteotom während der pterygomaxillären Disjunktion.

Diese Konfiguration des Petri Pterygoid Intra Oral Retractor ist für hohe mechanische Belastungen bei gleichzeitig einfacher Handhabung konzipiert und weist eine Gesamtlänge von 23 cm auf. Handgefertigt aus erstklassigem deutschen Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt das Instrument über eine 25,5 mm breite Klinge, die speziell für Le-Fort-Osteotomie-Verfahren optimiert wurde. Die glatt konturierten Kanten umschließen die hintere Kieferwand präzise, um Weichteilläsionen zu vermeiden, während der ergonomische Griff dem Assistenten eine stabile manuelle Hebelwirkung ermöglicht.

Retractor Maker fertigt den Petri Pterygoid Intra Oral Retractor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, das wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Er bietet MKG- und kraniofazialen Chirurgiezentren weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest