



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Splanchnique de Harrington

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Splanchnique de Harrington

SKU RM-HSR-SPL-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
127 mm de long × 38 mm de large — 30.5 cm ou 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm de long × 63 mm de large — 30.5 cm ou 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm long × 63 mm large — 30.5 cm ou 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur splanchnique de Harrington est un écarteur viscéral de premier plan, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique et large des organes abdominaux parenchymateux et des structures pelviennes profondes lors de laparotomies exploratrices et de chirurgies oncologiques. Conçu avec sa palette distale emblématique en forme de cœur « sweetheart », cet instrument répartit uniformément la contre-traction manuelle sur une large surface, protégeant les structures viscérales fragiles telles que le foie, la rate et les anses intestinales contre les traumatismes liés à une pression localisée.

Adaptée à des profondeurs opératoires variables, cette série d'écarteurs splanchniques de Harrington est disponible en deux longueurs totales : 30.5 cm (\$69) et 31.8 cm (\$74). Les chirurgiens peuvent personnaliser l'empreinte de la lame selon trois dimensions distinctes : 127 mm de long × 38 mm de large pour les champs étroits, 127 mm de long × 63 mm de large pour les laparotomies standard, et un profil extra-profond de 190 mm de long × 63 mm de large pour les procédures bariatriques ou rétro-péritonéales. Son manche ergonomique offre aux assistants chirurgicaux un levier manuel stable et antidérapant.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur splanchnique de Harrington pour résister à

des charges mécaniques lourdes et à des cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité clinique totale pour les blocs de chirurgie générale et gynécologique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest