



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bishop Lippen- und Wangenhalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bishop Lippen- und Wangenhalter

SKU RM-BLCR-1

\$24 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Bishop Lippen- und Wangenhalter	13.5 cm Gesamtlänge, 27 mm doppelendige Blätter	\$24
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$24

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Bishop Lippen- und Wangenhalter ist ein vielseitiger, doppelendiger chirurgischer Retraktor, der speziell für die atraumatische Verdrängung von Wangen, Lippen und Mundschleimhaut bei dentalen, mund-kiefer-gesichtschirurgischen und Gaumenspalt-Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit glatten, abgerundeten Kanten, hält dieses Instrument intraorales Weichgewebe sicher von chirurgischen Bohrern und Nahtstellen fern, ohne eine fokale Ischämie zu verursachen.

Konzipiert für die Mehrzweck-Intraoralmanipulation, verfügt dieses Modell des Bishop Lippen- und Wangenhalters über eine Gesamtlänge von 13.5 cm (\$24) mit 27 mm breiten Arbeitsenden. Die doppelendige Geometrie bietet leicht unterschiedliche Blattkrümmungen an den gegenüberliegenden Enden, was Chirurgen die schnelle Anpassung an variierende Gesichtsanatomien und chirurgische Winkel ermöglicht, ohne das Instrument wechseln zu müssen. Der konturierte zentrale Griff bietet chirurgischen Assistenten eine stabile, rutschfeste manuelle Kontrolle.

Geschmiedet aus erstklassigem, medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit blendfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Bishop Lippen- und Wangenhalter für höchste Belastungen in Krankenhausautoklaven. Er bietet langfristige klinische Haltbarkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und ergonomische Balance für Dental- und Kieferchirurgie-Zentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest