



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Vaginal Doyen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Vaginal Doyen

SKU RM-DVR-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Vaginal Doyen	Afastador vaginal manual de lâmina larga com cabo de anel	\$79
Luva/Caixa Protetora	Embalagem individual de transporte	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Vaginal Doyen é um instrumento cirúrgico ginecológico fundamental, desenvolvido especificamente para fornecer um deslocamento amplo e atraumático das paredes vaginais durante procedimentos operatórios pélvicos e vaginais. Projetado com uma pá distal anatomicamente curvada, este afastador deprime a mucosa vaginal posterior ou anterior suavemente, proporcionando ao cirurgião um corredor visual desobstruído para o colo do útero e os fôrnices.

Construído para uma exposição pélvica superior, esta configuração do Afastador Vaginal Doyen (\$79) incorpora uma face de lâmina larga terminando em um rebordo de retenção arredondado que evita o deslizamento da mucosa sem causar lesão isquêmica localizada. Seu cabo ergonomicamente angulado possui um anel para o dedo que confere aos assistentes cirúrgicos uma vantagem mecânica excepcional, garantindo contra-tração estável durante reconstruções vaginais prolongadas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Vaginal Doyen para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando às salas de cirurgia ginecológica, obstétrica e uroginecológica em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest