



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Richardson с кольцевой рукояткой

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Richardson с кольцевой рукояткой

SKU RM-RRLH-1

\$54 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
9 ½" (24.13 cm) — Изогнутое под прямым углом лезвие, кольцевидная ручка	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Г-образно изогнутое лезвие, кольцевидная рукоятка	RM-RRLH-1-2	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Richardson с кольцевой рукояткой является важным ручным хирургическим инструментом, разработанным специально для надежного смещения мягких тканей и мышц при открытых абдоминальных и тазовых операциях. Оснащенный классическим изогнутым под прямым углом лезвием с нисходящей удерживающей губкой, этот инструмент позволяет ассистентам прикладывать стабильную ручную контртракцию к плотным слоям тканей, не допуская их соскальзывания или локальной ишемии краев раны.

Разработанная для выдерживания высоких физических нагрузок и частой стерилизации в автоклаве, серия Richardson Retractor Loop Handle полностью устойчива к коррозии и предлагается в двух вариантах общей длины: 9 ½ дюймов (24.13 cm, \$54) и 10 дюймов (25.40 cm, \$59). Геометрия лезвия, изготовленного вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, включает односторонний прямоугольный изгиб, который надежно удерживает мышечные массивы и внутренние органы. Конструкция рукоятки представляет собой эргономичную структуру Loop Handle, минимизирующую усталость рук и гарантирующую отсутствие скольжения во время многочасовых операций.

Изготовленный с антибликовым матовым сатиновым покрытием, Richardson Retractor Loop Handle от Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая отделения общей хирургии, гинекологии и травматологии по всему миру непревзойденной структурной жесткостью, высокой коррозионной стойкостью и полной клинической надежностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest