



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de côtes Finochietto-Infant

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de côtes Finochietto-Infant

SKU RM-FIRS-SERIES-1

\$319 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre à rail horizontal délicat	Configuration compacte de la barre coulissante optimisée pour la thoracotomie infantile
2 (Paire fixe)	Valves coudées fixes	Modules latéraux fenêtrés de 14×15 mm ou 15×15 mm
1	Verrou à vis rotative	Boulon de verrouillage manuel de sécurité qui fixe la rétraction et limite la fatigue
2	Bras de préhension ergonomiques effilés	Poignées légères structurées avec des bords extérieurs totalement lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de côtes Finochietto-Infant est un écarteur chirurgical thoracique néonatal et infantile essentiel, conçu spécifiquement pour fournir une distraction costale contrôlée et micro-calibrée lors de procédures cardiothoraciques congénitales. Doté d'un rail coulissant horizontal délicat, cet instrument permet aux chirurgiens pédiatriques d'écarter les fines côtes des nourrissons avec une douceur exceptionnelle, évitant ainsi la déchirure de la jonction costochondrale tout en maintenant un couloir visuel ouvert sur le médiastin.

Adaptée aux structures anatomiques infantiles fragiles, cette série Finochietto-Infant offre une capacité d'élargissement structurel allant jusqu'à 75 mm à travers deux configurations de valves spécialisées : l'Option A (\$319) présente des valves fixes fenêtrées de 14 mm × 15 mm, et l'Option B (\$349) intègre des valves fixes fenêtrées de 15 mm × 15 mm. Fabriqués à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les modules latéraux compacts maintiennent les côtes du nourrisson en toute

sécurité sans glisser. Son verrou de sécurité à vis manuelle fixe l'écartement pour éliminer la fatigue de l'utilisateur, tandis que les bras ergonomiques effilés présentent des bords extérieurs lisses pour protéger les tissus mous adjacents.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le Finochietto-Infant pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires néonataux, aux centres de cardiopathie congénitale et aux services de traumatologie pédiatrique du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest