



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Hemilaminectomía Markham-Meyerding

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Separador para Hemilaminectomía Markham-Meyerding

SKU RM-MMHR-17-1

\$124 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Pequeño — valva de 40 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Mediano — 50 mm x 25 mm blade	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Grande — valva de 60 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-3	\$124

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador para hemilaminectomía Markham-Meyerding es un retractor quirúrgico espinal especializado, diseñado específicamente para establecer y mantener una ventana operativa unilateral estable durante la hemilaminectomía lumbar posterior y la discectomía. Diseñado con una estructura de trabajo asimétrica, este separador se ancla contra la apófisis espinosa mientras retrae simultáneamente la musculatura paraespinal pesada lateralmente fuera del corredor laminar.

Construido según especificaciones clínicas, este separador Markham-Meyerding mantiene una longitud total fija de 17 cm (\$124) al tiempo que ofrece dos disposiciones anatómicas en espejo seleccionables a través del menú de configuración de compra. La Opción 1 presenta una hoja de 63.5 mm de largo x 25 mm de ancho en el lado izquierdo emparejada con un gancho único en el lado derecho, mientras que la Opción 2 coloca la hoja en el lado derecho emparejada con un gancho izquierdo. Su cierre de cremallera mecánica de múltiples posiciones sostiene la contracción continua de forma automática, eliminando la fatiga manual del asistente durante la descompresión profunda del canal.

Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el separador para hemilaminectomía Markham-Meyerding para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a centros de columna, unidades neuroquirúrgicas y de trauma ortopédico en todo el mundo una rigidez estructural inquebrantable, alta resistencia a la corrosión y durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest