



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Leyla

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Écarteur Leyla

**SKU** RM-LR-1

**\$1,199 USD**

## LISTE DES COMPOSANTS

| QUANTITÉ | COMPOSANT                                 | DIMENSIONS / DESCRIPTION                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Base de fixation pour deux bras flexibles | Bloc de montage central qui ancre les deux bras flexibles à la tige de maintien                                                         |
| 2        | Bras flexibles                            | Bras à friction multi-articulés pivotant à 360 degrés pour un positionnement précis                                                     |
| 2        | Supports pour spatules cérébrales plates  | Adaptateurs de montage terminaux reliant les spatules aux bras flexibles                                                                |
| 1        | Joint à rotule pour fixation sur table    | Joint multi-axes permettant une inclinaison flexible de la tige de support sur le rail de table                                         |
| 1        | Tige de maintien pour fixation            | Colonne en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) massif élevant le système au-dessus du champ opératoire |
| 1        | Tête de couplage                          | Bloc de serrage robuste verrouillant la tige de maintien aux rails latéraux de la table                                                 |
| 2        | Fixations pour spatules cérébrales plates | Mécanismes de serrage de précision pour maintenir fermement les spatules plates/flexibles                                               |
| 1        | Coffret de rangement en bois              | Boîte ajustée protectrice pour le stockage sécurisé, le transport et le contrôle d'inventaire                                           |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Leyla est un classique de la neurochirurgie, conçu pour fournir une rétraction atraumatique et micro-ajustable des tissus cérébraux lors des interventions crâniennes et spinales. Se fixant solidement au rail accessoire de la table d'opération via une tête de couplage robuste et un joint à rotule, ce système à double bras isole les charges de rétraction pour offrir une exposition stable sans fatigue de l'assistant.

Conçu pour une articulation fluide et un ajustement peropératoire rapide, cette configuration complète de l'écarteur Leyla comprend une tige de maintien en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) massif, une base de fixation à double bras et deux bras à friction flexibles multi-articulés. Les extrémités distales intègrent des mécanismes de serrage de précision et des supports pour spatules cérébrales plates rotatifs à 360 degrés, permettant aux chirurgiens d'exercer un déplacement tissulaire délicat, millimètre par millimètre, dans des corridors étroits.

Fabriqué par Retractor Maker en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) non magnétique avec une finition satinée antireflet, l'écarteur Leyla est livré non stérile et entièrement autoclavable dans un coffret de rangement en bois sur mesure pour une protection maximale et une présentation soignée au bloc opératoire.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest