



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Vaginal Breisky

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Vaginal Breisky

SKU RM-BVR-1

\$89 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	100 mm × 25 mm — 28 cm a 36 cm	Exposição vaginal superficial e do introito — \$89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm a 36 cm	Suporte amplo da parede vaginal anterior/posterior — \$89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm a 36 cm	Exposição intermediária da cúpula vaginal — \$94.00
1	130 mm × 40 mm — 28 cm a 36 cm	Reconstrução profunda do assoalho pélvico — \$94.00
1	140 mm × 35 mm — 28 cm a 36 cm	Acesso cervical em histerectomia vaginal — \$99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm a 36 cm	Acesso profundo à cúpula em anatomia múltipara — \$99.00
1	180 mm × 25 mm — 28 cm a 36 cm	Acesso pélvico e apical de profundidade máxima — \$104.00
1	Capa Protetora / Caixa	Embalagem padrão — Incluída

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Vaginal Breisky é um afastador cirúrgico ginecológico e de reconstrução pélvica de primeira linha, projetado especificamente para fornecer visualização profunda e desobstruída da cúpula vaginal e do colo do útero. Desenvolvido com uma lâmina espatulada alongada e lisa que se curva graciosamente em sua ponta distal, este instrumento deprime a parede vaginal e afasta os tecidos moles circundantes sem pinçar ou lacerar.

a mucosa.

Construído para acomodar anatomias variáveis e procedimentos pélvicos profundos, o Afastador Vaginal Breisky é oferecido em comprimentos totais selecionáveis de 28 cm (\$89), 31 cm (\$94), 33.5 cm (\$99) e 36 cm (\$104), com lotes de produção estendidos que acomodam perfis de até 15.25 polegadas (38.73 cm). Os cirurgiões podem escolher entre 10 dimensões de lâmina distintas, variando de 100 × 25 mm a 180 × 25 mm. Seu cabo ergonomicamente angulado e com ranhuras planas proporciona aos assistentes cirúrgicos uma contra-tração estável e controle antiderrapante durante longas operações pélvicas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Vaginal Breisky para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo às equipes de obstetrícia, ginecologia e uroginecologia alta resistência à corrosão e durabilidade confiável.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest