



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Jackson Vajinal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Jackson Vajinal Ekartör

SKU RM-JVR-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
75 mm × 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm × 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm × 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Jackson Vajinal Ekartör, vajinal duvarların ve pelvik tabanın güvenli ve geniş yüzeyli doku deplasmanını sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir jinekolojik cerrahi alettir. Anatomik olarak kavisli konkav kanadı ile cerrahların posterior vajinal duvarı pürüzsüz bir şekilde bastırmasına olanak tanıyarak, fokal mukozal yırtılmalara neden olmadan serviks ve vajinal kasaya geniş bir görüş koridoru oluşturur.

Klinik uyarlanabilirlik için üretilen bu Jackson Vajinal Ekartör modeli, 18 cm toplam uzunluk çerçevesini korurken, konfigürasyon menüsünden seçilebilir birden fazla model boyutu ve dinamik kanat yüzey alanı sunar. Cerrahlar, Size #1 ve Size #2 konfigürasyonları altında kategorize edilen üç standart kanat boyutu arasından seçim yapabilir: 75 mm × 38 mm (\$44), 90 mm × 38 mm (\$49) ve genişletilmiş 100 mm × 38 mm (\$54) profil. Ergonomik açılı damla sapı, uzun süreli pelvik rekonstrüktif prosedürler boyunca asistanlara sabit ve yorulma yapmayan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi Jackson Vajinal Ekartör, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir. Dünya çapındaki obstetrik, jinekoloji ve ürojinekoloji ekiplerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklavlanabilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest