



# RETRACTOR MAKER

## FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Úvula Lothrop

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Afastador de Úvula Lothrop

**SKU** RM-LUR-1

**\$44 USD**

### TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

| TAMANHO / OPÇÃO | SKU / DETALHES | PREÇO (USD) |
|-----------------|----------------|-------------|
| 17 cm           | RM-LUR-1-1     | \$44        |
| 25 cm           | RM-LUR-1-2     | \$49        |

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Úvula Lothrop é um retrator cirúrgico de otorrinolaringologia indispensável, projetado especificamente para fornecer elevação segura e não traumática e deslocamento anterior da úvula e do palato mole durante procedimentos faríngeos posteriores e adenoides. Projetado com uma face de lâmina anatomicamente curvada, este instrumento permite que os cirurgiões de ORL acessem a nasofaringe de forma limpa, sem causar laceração da mucosa ou edema uvular pós-operatório.

Construída para total adaptabilidade anatômica, esta série de Afastador de Úvula Lothrop é fabricada artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) e apresenta comprimentos totais customizáveis: um modelo padrão de 17 cm (\$44) para procedimentos intraorais de rotina e um modelo estendido de 25 cm (\$49) para acesso transoral profundo. Os cirurgiões podem selecionar entre dois perfis de dimensão de lâmina correspondentes: 17 mm x 20 mm para anatomia pediátrica e adulta focada, ou 18 mm x 40 mm para elevação palatina ampla. Seu cabo ergonômico garante uma alavancagem manual estável e livre de fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Úvula Lothrop para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando a centros cirúrgicos de ORL, clínicas de cirurgia plástica e salas de operação hospitalares em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e compatibilidade total com autoclave.



## OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

### CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Websites

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)