



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор антральный McCabe Antral Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор антральный McCabe Antral Retractor

SKU RM-MAR-658-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Стандартный — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор McCabe Antral Retractor является незаменимым отоларингологическим инструментом, разработанным специально для безопасной и стабильной ретракции мягких тканей и щеки во время операций на верхнечелюстной пазухе и вмешательств по методу Колдуэлла-Люка. Благодаря специализированным изогнутым браншам инструмент аккуратно отодвигает ткани губы и щеки от клыковой ямки, создавая беспрепятственный операционный коридор к гайморовой пазухе.

Созданная для абсолютного структурного контроля, данная конфигурация McCabe Antral Retractor имеет общую длину 6 5/8 дюймов (16.83 см, \$99). Инструмент, изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали хирургического класса, оснащен изогнутыми браншами с централизованной двухлопастной системой, которая надежно удерживает края слизистой под постоянным механическим натяжением. Рукоятка с кольцевыми захватами и многопозиционным кремальерным замком исключает усталость рук ассистента при длительных антральных исследованиях.

Ретрактор McCabe Antral Retractor от Retractor Maker с антибликовым сатиновым матовым покрытием выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая ЛОР-отделениям, клиникам челюстно-лицевой хирургии и операционным по всему миру исключительную коррозионную стойкость, механическую стабильность и долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest