



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Senn Miller Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Senn Miller Ekartör

SKU RM-SMR-SERIES-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
15.0 cm Erişim — 10×9 mm düz blade / 10×11 mm 3 tırnaklı ekartör	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm Erişim — 10×9 mm düz blade / 10×11 mm 3 tırnaklı ekartör	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm Erişim — 10×9 mm düz blade / 10×11 mm 3 tırnaklı ekartör	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
20.0 cm Erişim — 10×9 mm yassı bıçak / 10×11 mm 3-dişli tırmık	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Senn Miller Ekartör, genel cerrahi, plastik cerrahi ve ortopedik prosedürler sırasında çok yönlü, çok derinlikli yumuşak doku deplasmanı ve yara kenarı ekspozisyonu sağlayan dünya çapında tanınmış vazgeçilmez bir çift uçlu cerrahi ekartördür. Bir ucunda L şeklinde düz bıçak ve diğer ucunda üç tırnaklı tırmık ile tasarlanan bu alet, cerrahi ekiplerin alet değiştirmeden geniş doku tutma ve kaymayan cilt traksiyonu arasında zahmetsizce geçiş yapmasını sağlar.

Sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen ve paslanmaya karşı ömür boyu garanti sunan bu Senn Miller Ekartör serisi dört farklı uzunlukta sunulmaktadır: 15 cm (\$29), 15.5 cm (\$34), 16 cm (\$39) ve 20 cm (\$49). Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde malzemelerden el işçiliğiyle üretilen entegre çift uçlu bıçak boyutları, 10 mm × 9 mm ölçülerinde düz/pürüzsüz bir bıçak ucu ile 10 mm × 11 mm ölçülerinde 3 tırnaklı bir tırmık ucuna sahiptir. Cerrahlar, yumuşak dokuların güvenli ve atravmatik retraksiyonu için tasarlanmış Künt Uçlu Tırnaklar veya daha sert doku kenarlarında sağlam, kaymayan bir tutuş sağlamak üzere tasarlanmış Keskin Uçlu Tırnaklar arasında seçim yapabilirler.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Senn Miller Ekartör'ü katı klinik toleranslara uygun olarak üretmektedir; dünya çapındaki hastane ameliyathaneleri, ayakta tedavi klinikleri ve plastik cerrahi üniteleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest