



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Vaginal Eastman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Vaginal Eastman

SKU RM-EVR-1

\$59 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
76 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador vaginal Eastman es un instrumento esencial para la cirugía ginecológica y reconstructiva pélvica, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento atraumático y amplio de la pared vaginal anterior o posterior. Diseñado con una hoja cóncava curva y ancha que termina en un labio de retención suave, este instrumento permite a los cirujanos mantener una visualización quirúrgica clara del cuello uterino, la cúpula vaginal y el suelo pélvico.

Construido para la adaptabilidad clínica, este modelo de separador vaginal Eastman mantiene una longitud total de instrumento uniforme de 18 cm, mientras ofrece tres huellas de hoja personalizables: 76 mm × 38 mm (\$59), 88 mm × 38 mm (\$62) y un perfil extendido de 101 mm × 38 mm (\$64) para acceso pélvico profundo. La arquitectura de su hoja ancha distribuye la contracción de manera uniforme para prevenir desgarros mucosos localizados, mientras que el mango angulado proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual estable y sin fatiga.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico superior con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker fabrica el separador vaginal Eastman para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los equipos de obstetricia, ginecología y uroginecología de todo el mundo una durabilidad y confiabilidad clínica excepcionales.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest