



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Senn Miller レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Senn Miller レトラクター

SKU RM-SMR-SERIES-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
15.0 cm Reach — 10×9 mm 平型ブレード / 10×11 mm 3本爪レーキ	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm Reach — 10×9 mm 平型ブレード / 10×11 mm 3本爪レーキ	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm Reach — 10×9 mm 平型ブレード / 10×11 mm 3本爪レーキ	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
有効長 20.0 cm — 10×9 mm 扁平弁 / 10×11 mm 3本爪レーキ	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49

製品詳細

Senn Miller レトラクターは、一般外科、形成外科、整形外科の手術において、多用途かつ多層的な軟部組織の変位や創縁の術野確保に使用される、世界的に不可欠な双頭式レトラクターです。片端にL字型のフラットブレード、もう片端に3爪のレーキを備えた設計により、手術チームは器具を持ち替えることなく、広範囲の組織保持と滑り止めの効いた皮膚牽引をスムーズに切り替えることができます。

頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐え、錆に対する生涯保証を提供する本 Senn Miller レトラクターシリーズは、15 cm (\$29)、15.5 cm (\$34)、16 cm (\$39)、20 cm (\$49) の4種類の全長で展開されています。最高級の手術室グレード素材から手作業で仕上げられており、一体型の双頭ブレード寸法は、平滑なフラットブレード側が 10 mm × 9 mm、3爪レーキ側が 10 mm × 11 mm です。レーキ端は、軟部組織を安全かつ愛護的に牽引するために設計された「鈍」タイプ、または強靱な組織の縁を確実に把握し滑りを防ぐ「鋭」タイプからカスタマイズ可能です。

反射防止サテンマット仕上げが施された Retractor Maker 製 Senn Miller レトラクターは、厳格な臨床許容誤差を遵守して製造されており、世界中の病院の手術室、外来クリニック、形成外科において、高い耐食性、強固な構造的剛性、および完全な

オートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest