



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur articulé œsophagien

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur articulé œsophagien

SKU RM-EAR-299-1

\$299 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Tige de 5 mm	RM-EAR-5-1	\$299
Tige de 10 mm	RM-EAR-10-1	\$299

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur articulé œsophagien est un écarteur et dissecteur chirurgical laparoscopique indispensable, conçu spécifiquement pour assurer une mobilisation œsophagienne, une exposition hiatale et un passage rétro-gastrique sûrs et non traumatiques lors des chirurgies bariatriques et anti-reflux. Conçu avec une pointe distale articulée capable de se plier à plus de 90 degrés, cet instrument s'enroule en douceur autour de la jonction gastro-œsophagienne, permettant aux chirurgiens d'établir une fenêtre rétro-œsophagienne nette sans comprimer les troncs vagues adjacents ni lacérer la musculature œsophagienne fragile.

Construit selon les spécifications cliniques, ce modèle d'écarteur articulé œsophagien (299 \$) offre des options de diamètre de tige polyvalentes de 5 mm ou 10 mm, avec des longueurs de travail allant de 330 mm à 375 mm (longueur totale de l'instrument de 438 mm à 487 mm). Fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la conception de l'extrémité de travail est dotée d'une fenestration de pointe dédiée, spécifiquement conçue pour faire passer les bandes bariatriques, les rubans chirurgicaux ou les drains Penrose de traction à travers l'espace rétro-œsophagien. La capacité d'articulation de la pointe se plie à un angle de plus de 90°, contrôlée par une molette ergonomique sur la poignée qui verrouille rigidement l'orientation.

Forgé avec une finition mate satinée anti-reflet, Retractor Maker produit l'écarteur articulé œsophagien pour résister aux cycles répétés d'autoclavage hospitalier, offrant aux centres de chirurgie bariatrique, aux salles de chirurgie du haut appareil digestif et aux centres cliniques mini-invasifs du monde entier une stabilité mécanique, une résistance à la corrosion et une durabilité en autoclave inégalées.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest