



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Martin Arm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Martin Arm

SKU RM-MAR-1

\$799 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Raccord	Se fixe solidement sur le rail latéral de la table d'opération tout en maintenant et verrouillant la barre en L en place
1	Barre en L	S'insère dans le raccord pour servir de cadre structurel de support vertical et horizontal principal
1	Bras articulé	Se connecte à la barre en L pour permettre un mouvement multi-axes et un positionnement verrouillé des instruments d'écartement sur le site chirurgical

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Martin Arm est un dispositif de maintien mécanique indispensable, fixé sur table, conçu pour éliminer la fatigue des assistants et garantir la stabilité des instruments sans tremblement lors des interventions ouvertes et laparoscopiques. En s'ancrant directement sur les rails latéraux accessoires standard des tables d'opération, cette plateforme rigide sert de bras de maintien statique fiable pour les écarteurs de tissus lourds, les endoscopes et les têtes de caméras optiques.

Conçu pour un positionnement multi-plan fluide, le Martin Arm comprend un raccord de rail de table universel, une barre de support en L verticale et horizontale robuste, et un bras de friction articulé de pointe. Grâce à une flexibilité de rotation à 360 degrés sur plusieurs articulations de verrouillage, le chirurgien peut positionner les valves d'écartement ou les optiques de diagnostic selon n'importe quel angle précis et les verrouiller solidement en place à l'aide d'une poignée de serrage centrale ergonomique.

Fabriqu  en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualit  sup rieure (non magn tique), amagn tique et dot  d'une finition satin e antireflet, Retractor Maker fournit le Martin Arm non st rile et enti rement autoclavable dans une bo te de rangement protectrice, offrant une long vit  clinique  prouv e aux  tablissements chirurgicaux du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest