



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

O'Sullivan-O'Conner 腔開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



O'Sullivan-O'Conner 膣開創器

SKU RM-OSVR-28-1

\$399 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	メイン開創器フレームシャーシ	寸法（長さ×幅）：28 cm フレーム（曲型または楕円型） ・ 数量：1フレーム ・ 価格（USD）：セットに含まれる (\$399.00)
1	スモール交換式ブレード	寸法（長さ×幅）：1.3 cm × 4.7 cm 鈍ブレード ・ 数量：1枚 ・ 価格（USD）：セットに含まれる
1	ミディアム交換式ブレード	寸法（長さ×幅）：3.8 cm × 8.9 cm 鈍ブレード ・ 数量：1枚 ・ 価格（USD）：セットに含まれる
1	ラージ交換式ブレード	寸法（長さ×幅）：4.4 cm × 8.9 cm 鈍ブレード ・ 数量：1枚 ・ 価格（USD）：セットに含まれる
1	保護用保管・輸送ボックス	寸法（長さ×幅）：標準輸送用パッケージ ・ 数量：1箱 ・ 価格（USD）：セットに含まれる

製品詳細

O'Sullivan-O'Conner Vaginal Retractor は、複雑な婦人科、膣式、および骨盤手術において、ハンズフリーで広範囲な軟部組織の変位を提供するために特別に設計された最高級の自動開創器システムです。調整可能な外周シャーシにより、骨盤壁および内臓に対して一定かつ多方向の対抗牽引を維持し、助手の疲労を解消するとともに、静的で広い手術操作空間を確保します。

多様な組織の深さに対応するため、この O'Sullivan-O'Conner Vaginal Retractor セットは、標準的な全長 28 cm のフレーム（\$399）を採用しています。シャーシフレームの形状は、多様な骨盤解剖学的構造に適応できるように、曲型または楕円型の構成から選択可能です。システムには3種類の交換可能なブレードが含まれます：スモールブレード (1.3 cm × 4.7 cm)、ミディアムブレード (3.8 cm × 8.9 cm)、およびラージブレード (4.4 cm × 8.9 cm)。すべてのブレードは鈍端形状で設計されており、粘膜穿孔のリスクを排除し、安全で低侵襲な軟部組織の牽引を保証します。

Retractor Maker は、プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射防止のサテンマット仕上げを施してこの開創器を製造しています。病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうるよう設計されており、世界中の婦人科および泌尿婦人科手術センターにおいて、優れた機械的安定性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest