



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Scoville-Richter Otostatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Scoville-Richter Otostatik Ekartör

SKU RM-SRSRR-155-1

\$395 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Otostatik Taban Çerçeve Rayı	Zorlu doku alanlarını sabit tutmak için tasarlanmış ana sürgü çubuğu şasisi
1	Çıkarılabilir 3 Dişli Yarı Keskin Lateral Bıçak	Derin doku yüzeylerini sabitlemek için tasarlanmış 62 mm x 37 mm pençe ucu aparatı
1	Çıkarılabilir 4 Dişli Yarı Keskin Lateral Bıçak	Daha geniş doku marjlarını germek için tasarlanmış 62 mm x 52 mm pençe ucu aparatı
1	Entegre Manuel Vida Kilidi Dişlisi	Yorgunluğu en aza indirmek için sabit genişleme sağlayan mekanik rotasyon klemi
2	Ergonomik Ekartör Pens Kolları	Tamamen pürüzsüz dış kenarlara sahip hafif, çift saplı profiller
1	Koruyucu Depolama / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Scoville-Richter Otostatik Ekartör, lomber omurga cerrahisi sırasında dirençli paraspinel kas dokularını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için özel olarak tasarlanmış, ağır hizmet tipi bir spinal cerrahi ekartördür. Ultra güçlü bir taban sürgü rayı ve çok dişli pençe bıçaklarla tasarlanan bu alet, cerrahların ameliyat sırasında bıçak yerinden oynaması veya doku fıtıklaşması yaşamadan ağır kas yapısı boyunca geniş lateral retraksiyonu sürdürmesine olanak tanır.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu Scoville-Richter Otostatik Ekartör tam seti (\$395), yatay olarak 155 mm genişliğe kadar açılan rijit bir sürgü şasisine sahiptir. Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle

üretileen modüler sistem, derin doku yüzeylerini kaymadan sabitlemek için 62 mm x 37 mm (37 mm genişlik x 62 mm uzunluk) ölçülerinde çıkarılabilir 3 dişli yarı keskin lateral bıçağın yanı sıra, geniş doku marjlarını güvenle germek için tasarlanmış 62 mm x 52 mm (52 mm genişlik x 62 mm uzunluk) ölçülerinde çıkarılabilir 4 dişli yarı keskin lateral bıçak içerir. Entegre manuel vidalı kilit dişlisi mekanik rotasyon klempı, uzun süren prosedürler boyunca kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren değışmez bir genişleme tutuşu sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker üretimi Scoville-Richter Otostatik Ekartör, ağır mekanik karşı traksiyonlara ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki nöroşirürji ameliyathanelerine, omurga merkezlerine ve ortopedik travma odalarına olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklavlanabilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest