



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Breisky Vajinal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Breisky Vajinal Ekartör

SKU RM-BVR-1

\$89 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	100 mm x 25 mm — 28 cm ila 36 cm	Yüzeysel vajinal ve introitus ekartasyonu — \$89.00
1	100 mm x 35 mm / 40 mm — 28 cm ila 36 cm	Geniş anterior/posterior vajinal duvar tutuşu — \$89.00
1	130 mm x 20 mm / 30 mm — 28 cm ila 36 cm	Orta düzey vajinal boşluk görüntülemesi — \$94.00
1	130 mm x 40 mm — 28 cm ila 36 cm	Derin pelvik taban rekonstrüksiyonu — \$94.00
1	140 mm x 35 mm — 28 cm ila 36 cm	Vajinal histerektomi servikal erişim — \$99.00
1	160 mm x 20 mm / 35 mm — 28 cm ila 36 cm	Doğum yapmış anatomilerde derin vajinal erişim — \$99.00
1	180 mm x 25 mm — 28 cm ila 36 cm	Maksimum derinlikte pelvik ve apikal erişim — \$104.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart paketlenme — Dahildir

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Breisky Vajinal Ekartör, vajinal boşluğun ve serviksin derinlemesine, engelsiz bir şekilde görüntülenmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış, birinci sınıf bir jinekolojik ve pelvik rekonstrüktif cerrahi ekartördür. Distal ucunda zarifçe kıvrılan, uzun ve pürüzsüz spatula ucuyla tasarlanan bu alet, mukozayı sıkıştırmadan veya zedelemekten vajinal duvarı bastırır ve çevredeki yumuşak dokuları uzaklaştırır.

Farklı hasta anatomilerine ve derin pelvik prosedürlere uyum sağlamak üzere üretilen Breisky Vajinal Ekartör; 28 cm (\$89), 31 cm (\$94), 33.5 cm (\$99) ve 36 cm (\$104) seçeneklerinin yanı sıra 15.25 inç (38.73 cm) boyutuna kadar uzanan özel üretim profilleriyle sunulmaktadır. Cerrahlar, 100 × 25 mm'den 180 × 25 mm'ye kadar uzanan 10 farklı bıçak ölçüsü arasından seçim yapabilirler. Ergonomik açılı, düz kanallı sapı, cerrahi asistanlara uzun pelvik operasyonlar sırasında dengeli bir karşı traksiyon ve kaymaz kontrol imkanı sunar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi Breisky Vajinal Ekartör, hastanelerin tekrarlayan sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde imal edilmiştir; obstetrik, jinekoloji ve ürojinekoloji ekiplerine yüksek korozyon direnci ve güvenilir dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest