



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Endoscópico Sculpo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Endoscópico Sculpo

SKU RM-SER-180-1

\$229 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador Endoscópico Sculpo	Hoja de 180 x 25 mm, llave de paso de bloqueo, mango chapado en oro
1	Tornillo de bloqueo del canal del endoscopio	Integra endoscopios de 5 mm o 10 mm de forma segura
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Endoscópico Sculpo es un separador quirúrgico estético especializado de primer nivel, diseñado específicamente para proporcionar una amplia elevación del bolsillo óptico y una alineación estable del endoscopio durante la cirugía plástica endoscópica. Diseñado para soportar colgajos cutáneos subcutáneos, este instrumento crea una cavidad óptica rígida mientras estabiliza la cámara endoscópica, permitiendo a los cirujanos plásticos realizar disecciones subgaleales y subfasciales con total control visual.

Construido para soportar ciclos de esterilización en autoclave de alta frecuencia y con garantía de por vida contra el óxido y defectos de fabricación, esta configuración del Separador Endoscópico Sculpo presenta dimensiones de hoja de 180 mm de largo x 25 mm de ancho (\$229). Fabricado artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento incorpora un soporte de telescopio integrado con un mecanismo de llave de paso de bloqueo para alinear y estabilizar sistemas ópticos de 10 mm o 5 mm sin interrupciones. El conjunto del mango integra un chasis de hoja de un solo extremo en un armazón de agarre especializado chapado en oro que garantiza una palanca manual constante y sin fatiga.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflectante en la hoja y un mango antideslizante con detalles en oro, Retractor Maker produce el Separador Endoscópico Sculpo bajo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo

una estabilidad mecánica excepcional, claridad óptica y durabilidad total en autoclave para centros de cirugía cosmética, plástica y endoscópica en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest