



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор вырезки нижней челюсти (Sigmoid Notch Retractor)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор вырезки нижней челюсти (Sigmoid Notch Retractor)

SKU RM-SNR-22-1

\$64 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Sigmoid Notch Retractor	Общая длина 22 см, вогнутое лезвие 9.5 / 16 mm, полностью изогнутый кончик	\$64
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$64

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Sigmoid Notch Retractor — это специализированный челюстно-лицевой инструмент, разработанный специально для безопасного, нетравматичного смещения мягких тканей и костной стабилизации вдоль вырезки нижней челюсти во время остеотомии ветви. Инструмент предназначен для захвата за верхнюю вогнутость между венечным отростком и мышелком нижней челюсти, что позволяет хирургам выполнять вертикальную остеотомию ветви или сагиттальное расщепление, полностью защищая глубокие нейрососудистые структуры от возвратно-поступательных пил.

Данная конфигурация Sigmoid Notch Retractor с общей длиной 22 см (\$64) обеспечивает идеальный баланс между глубиной доступа и мануальным контролем. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, что гарантирует долговечность и коррозионную стойкость. Профиль рабочего лезвия включает вогнутую конструкцию 9.5 mm / 16 mm с геометрией полностью изогнутого кончика, которая надежно фиксируется в кортикальном слое вырезки без соскальзывания. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту стабильный рычаг, предотвращая усталость рук при длительных реконструкциях средней зоны лица и нижней челюсти.

Retractor Maker производит Sigmoid Notch Retractor с антибликовым сатинированным матовым покрытием, выдерживающим высокочастотные циклы автоклавирования. На инструмент предоставляется пожизненная гарантия на отсутствие коррозии и дефектов, что обеспечивает челюстно-лицевым и пластическим хирургам исключительную структурную надежность и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest