



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de plaies Heiss

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de plaies Heiss

SKU RM-HWR-1

\$94 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Configuration 5×5 griffes — 10×10 mm ou 15×10 mm (Pointu / Mousse)	RM-HWR-1-1	\$94
6×6 Prongs Pattern — 10×10 mm ou 15×10 mm (Pointu / Mousse)	RM-HWR-1-2	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de plaies Heiss est un instrument de chirurgie mineure indispensable, conçu spécifiquement pour assurer une séparation fiable et mains libres des berges de la plaie ainsi qu'une exposition tissulaire stable lors d'interventions superficielles. En ancrant les marges tissulaires opposées grâce à des valves à griffes calibrées avec précision, cet instrument libère les assistants chirurgicaux tout en maintenant un champ visuel statique et clair sur les sites opératoires délicats.

Conçu pour un accès micro-anatomique, l'écarteur de plaies Heiss conserve un cadre compact de 10.8 cm tout en offrant une large personnalisation. Les chirurgiens peuvent configurer l'écarteur avec un motif à 5×5 griffes (94 \$) ou un motif dense à 6×6 griffes (99 \$), sélectionnable avec des pointes pointues pour une prise ferme sur les tissus fibreux ou des pointes mousses pour prévenir les traumatismes des tissus mous localisés. Disponible en profondeurs de travail de 10.0 mm × 10.0 mm et 15.0 mm × 10.0 mm, sa vis micrométrique de précision permet un écartement progressif et fluide des bras qui reste verrouillé sous contre-traction sans glissement accidentel.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de plaies Heiss pour résister aux cycles répétés d'autoclavage en milieu hospitalier, offrant aux cliniques de chirurgie plastique, de la main et générale une précision clinique durable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest