



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Kelly

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Kelly

SKU RM-KLR-26-1

\$89 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
55 mm x 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm x 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm x 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Kelly é um instrumento cirúrgico clássico para cavidades profundas, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento atraumático e amplo de tecidos moles e da parede abdominal durante procedimentos abertos de grande porte. Desenvolvido com uma lâmina alongada em ângulo reto que termina em um rebordo de retenção suave, este afastador permite que as equipes cirúrgicas mantenham camadas musculares pesadas, tecido adiposo e vísceras limpos e afastados do corredor operatório.

Construído para garantir visibilidade confiável em cavidades profundas, este Afastador Kelly mantém um comprimento fixo e uniforme de 26 cm, o que mantém as mãos do assistente bem fora do campo cirúrgico. O instrumento oferece dimensões de superfície de lâmina personalizáveis, selecionáveis nos parâmetros do menu de compra: 55 mm x 60 mm (\$89), 70 mm x 40 mm (\$94) e um perfil expansivo de 95 mm x 60 mm (\$99), com larguras gerais variando de 2 a 4 cm e comprimentos de 5 a 8 cm. Seu cabo ergonômico oferece alavancagem manual confortável e estabilidade superior durante procedimentos de várias horas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Kelly para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros cirúrgicos gerais, ginecológicos e ortopédicos em todo o mundo durabilidade e confiabilidade clínica inabaláveis.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)