



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Shea Retractor With Fiber Optic Guide

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Shea Retractor With Fiber Optic Guide

SKU RM-SRFOG-22-1

\$139 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Shea Retractor With Fiber Optic Guide	22 cm de comprimento, lâmina de 14.5 mm de largura, feixe de luz integrado
1	Adaptador Universal de Cabo de Luz	Conecta-se a cabos de fibra óptica padrão de centros cirúrgicos
1	Manga / Caixa Protetora	Embalagem padrão de transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Shea Retractor With Fiber Optic Guide é um afastador cirúrgico iluminado de primeira linha, projetado especificamente para combinar o deslocamento atraumático de tecidos moles com iluminação óptica direta e sem sombras em corredores cirúrgicos confinados. Desenvolvido com um canal de fibra óptica integrado ao longo de sua haste, este instrumento direciona luz intensa e fria diretamente para a extremidade de trabalho, eliminando sombras em planos faciais e subfasciais profundos sem a necessidade de guias de luz secundárias.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave e com alta resistência à corrosão, esta configuração do Shea Retractor With Fiber Optic Guide apresenta um comprimento total de 22 cm (\$139). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), combinado com fibras ópticas de vidro de alta transmissão, a lâmina possui 14.5 mm de largura com contornos suaves e margens arredondadas para proteger retalhos cutâneos e nervos delicados. O conjunto de iluminação integrado possui um conector universal compatível com cabos de luz padrão de centro cirúrgico (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo nas superfícies metálicas expostas, a Retractor Maker fabrica o Shea Retractor With Fiber Optic Guide para atender a rigorosos padrões clínicos, proporcionando a centros

cirúrgicos de cirurgia plástica, reconstrutiva e otorrinolaringologia em todo o mundo clareza óptica inigualável, rigidez estrutural e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest