



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur costal Finochietto-Baby

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur costal Finochietto-Baby

SKU RM-FBRS-100-1

\$299 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de rail de guidage coulissant parallèle	Système de rail miniature conçu pour coulisser dans les espaces pédiatriques restreints
2 (Paire fixe)	Valves coudées fixes	Blocs latéraux de 31 mm × 31 mm pour la prise osseuse avec fenêtrages circulaires
1	Verrouillage par vis intégré	Verrou structural manuel positionné pour maintenir solidement l'expansion du cadre
2	Bras d'extension ergonomiques type forceps	Poignées structurées ultra-légères conçues avec des bords lisses
1	Boîte / Emballage de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur costal Finochietto-Baby est un rétracteur de chirurgie thoracique pédiatrique spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une séparation costale progressive et une exposition de la paroi thoracique en toute sécurité lors des thoracotomies infantiles et des interventions cardiothoraciques pédiatriques. Doté d'un rail de guidage à échelle réduite, cet instrument permet aux chirurgiens de répartir en douceur les forces d'écartement mécanique sur les côtes fragiles, prévenant ainsi les fractures costales tout en maintenant un couloir visuel dégagé vers la cavité thoracique.

Conçu spécifiquement pour les champs opératoires pédiatriques restreints, cette configuration du Finochietto-Baby Rib Spreader (\$299) dispose de valves latérales fenêtrées fixes mesurant 31 mm × 31 mm, optimisées anatomiquement pour la morphologie néonatale et pédiatrique. Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le rail coulissant parallèle permet une

capacité d'expansion maximale de 100 mm. Les fenêtrages circulaires des valves assurent une prise ferme sur les bords costaux délicats, tandis que le verrouillage par vis intégré maintient solidement l'écartement choisi sans glissement, éliminant ainsi la fatigue de l'assistant lors des procédures délicates.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit le Finochietto-Baby Rib Spreader pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux salles d'opération de cardiologie pédiatrique, aux hôpitaux pour enfants et aux centres thoraciques congénitaux du monde entier une durabilité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest