



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Flared Cobra レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Flared Cobra レトラクター

SKU RM-FCR-15-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
左向 — 単爪, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
左向 — 重爪, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
右向き — 1爪、15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
右向き — 2爪、15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69

製品詳細

Flared Cobra レトラクターは、初回および再置換人工股関節全置換術において、強力な骨レバレッジと広範な軟部組織の牽引を提供するために設計された、特殊な整形外科手術器具です。緩やかに後方に湾曲する広範なフレア状のブレードヘッドを備えたこのレトラクターは、筋肉に挫傷を与えることなく、大きな臀筋や大腿筋群を関節術野から遠ざけることができます。

骨盤深部および関節部のクリアランスを確保するため、この Flared Cobra レトラクターシリーズは、助手のの手が術野の外側で安全に保てるよう、15 inches (38 cm, \$69) の全長で統一されています。術者は、左向きまたは右向きの方向性に加え、特定の部位を把持するシングルプロング、または臼蓋縁に沿って安定した2点支持を可能にするダブルプロングのいずれかの先端形状をカスタマイズして選択できます。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアムサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker 製 Flared Cobra レトラクターは、強い機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の関節再建および整形外科外傷チームに妥協のない臨床的耐久性とパフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest