



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de nerfs Dandy

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de nerfs Dandy

SKU RM-DNR-20-1

\$25 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Droit — 20 cm longueur totale, crochet mousse droit — Exploration directe des nerfs crâniens et mobilisation radiculaire	RM-DNR-20-1-1	\$25
Courbe angulée droite — 20 cm longueur totale, crochet courbe à droite — Navigation du récessus latéral droit et des nerfs de la base du crâne	RM-DNR-20-1-2	\$25
Courbe angulée gauche — 20 cm longueur totale, crochet courbe à gauche — Navigation du récessus latéral gauche et des nerfs de la base du crâne	RM-DNR-20-1-3	\$25

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de nerfs Dandy est un instrument neurochirurgical de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer une manipulation nerveuse sûre et délicate ainsi que l'exploration des tissus lors d'interventions crâniennes et spinales. Doté d'une pointe en crochet mousse ultra-fine, cet écarteur permet aux chirurgiens d'explorer, de mobiliser et de protéger les nerfs crâniens et les faisceaux vasculaires délicats sans risque de ponction accidentelle ou de cisaillement.

Conçu pour l'accès microchirurgical de précision, ce modèle d'écarteur de nerfs Dandy présente une longueur totale standardisée de 20 cm (\$25) permettant d'atteindre sans effort les voies intracrâniennes profondes. Les chirurgiens peuvent configurer l'instrument selon trois dispositions structurales au choix : Droit pour un accès linéaire direct, Courbe à droite ou Courbe à gauche pour manœuvrer autour des surplombs osseux et des boucles vasculaires. Son manche rond et moleté garantit une sensibilité rotative du bout des doigts et un

contrôle antidérapant sous visualisation microscopique.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur de nerfs Dandy selon des tolérances cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave pour les blocs opératoires de neurochirurgie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest