



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Charnley Initial Incision Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Charnley Initial Incision Retractor

SKU RM-CIIR-399-1

\$399 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	自己保持型ループ鉗子シャーシ	外周の滑らかなフレームループ
1	短い外方湾曲4爪鈍鉤ブレード	25 mm × 32 mm 作用端
1	長い外方湾曲4爪鈍鉤ブレード	25 mm × 38 mm 作用端
1	着脱可能牽引フック	湾曲した組織固定用アンカー
1	金属製牽引接続チェーン	機械的連結ストランド
1	重錘アセンブリ	持続的な牽引力を提供するウェイト
1	保護保管箱	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Charnley Initial Incision Retractorは、人工股関節全置換術（THA）において、ハンズフリーで持続的な軟部組織および創縁の術野確保を目的として特別に設計された、国際的に高く評価されている整形外科用自己保持型開創器システムです。初期切開時の皮膚および厚い皮下脂肪層を清潔に保持するように設計されており、外側および前方外側アプローチにおいて助手による手動保持を不要にし、大腿筋膜までのクリアな術野を維持します。

臨床的枠組みの仕様に基づいて構築されたこのCharnley Initial Incision Retractorコンプリートセット（\$399）は、滑らかな外周ループを備えた関節式自己保持型ループ鉗子シャーシを特徴としています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされた作用端には、片側に短い外方湾曲4爪鈍鉤（25 mm × 32 mm）、対向するアームに長い外方湾曲4爪鈍鉤（25 mm × 38 mm）が組み込まれています。システムには、着脱可能な牽引フック、金属製牽引接続チェーン、および張力を自動的に維持するために持続的な下方牽引力を加える校正済み重錘アセンブリが含まれています。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製Charnley Initial Incision Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の関節置換センター、外傷手術室、整形外科クリニックに優れた耐久性、耐食性、および完全な高圧蒸気滅菌耐性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest