



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de côtes Cooley

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de côtes Cooley

SKU RM-CRS-SERIES-2

\$319 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Profil nourrisson — 12 mm × 16 mm — Écartement maximum de 95 mm — Accès thoracique néonatal et pédiatrique, chirurgie cardiaque congénitale	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Pediatric Profile — 15 mm × 30 mm — écartement maximum 140 mm — Procédures cardiaques pédiatriques et thoracotomie	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Profil adulte standard — 21 mm × 44 mm — écartement maximum 150 mm — Thoracotomie adulte standard, lobectomie et résection pulmonaire	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Profil adulte large — 35 mm × 50 mm — Écartement maximum de 200 mm — Chirurgie thoracique bariatrique, expositions médiastinales profondes	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de côtes Cooley est un rétracteur de chirurgie cardiothoracique reconnu internationalement, conçu spécifiquement pour assurer une séparation intercostale sûre et progressive lors d'opérations cardiovasculaires, pulmonaires et médiastinales. Doté de valves latérales fenêtrées et incurvées qui s'insèrent en douceur sur les bords costaux, cet instrument permet aux chirurgiens de répartir uniformément la contre-traction d'écartement, évitant ainsi les fractures costales tout en maintenant un couloir visuel dégagé dans la cavité thoracique.

Conçue pour s'adapter à toutes les morphologies de patients, cette gamme d'écarteurs de côtes Cooley est proposée en quatre profils de taille clinique : le profil Infant (\$319) avec des valves de 12 mm × 16 mm et un écartement maximal de 95 mm ; le profil Pediatric (\$329) avec des valves de 15 mm × 30 mm et un écartement maximal de 140 mm ; le profil Standard Adult (\$339) avec des valves de 21 mm × 44 mm et un écartement maximal de 150 mm ; et le profil Large Adult (\$349) avec des valves de 35 mm × 50 mm et un écartement maximal de 200 mm. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), son entraînement par manivelle rotative se verrouille positivement sous tension mécanique.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de côtes Cooley pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres de chirurgie à cœur ouvert, aux services de cardiologie pédiatrique et aux salles d'opération thoraciques du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest