



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Flared Cobra Retractors

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Flared Cobra Retractors

SKU RM-FCR-15-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Nach links gerichtet — einzinkig, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Nach links gerichtet — zweizinkig, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Nach rechts gerichtet — Einzinkig, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Nach rechts gerichtet — Doppelzinkig, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Flared Cobra Retractors sind spezialisierte orthopädisch-chirurgische Instrumente, die gezielt für eine kraftvolle Knochenhebelwirkung und eine umfassende Weichteilretraktion bei primären und Revisionseingriffen der totalen Hüftendoprothetik konzipiert wurden. Ausgestattet mit einem breiten, ausgestellten Blattkopf, der sich sanft nach hinten wölbt, ermöglichen diese Retraktoren dem OP-Team, große Gluteal- und Oberschenkelmuskelmassen vom Gelenkkorridor wegzudrücken, ohne Muskelkontusionen zu verursachen.

Diese für den tiefen Becken- und Gelenkzugang entwickelte Flared Cobra Retractors Serie verfügt über eine einheitliche Gesamtlänge von 15 Zoll (38 cm, \$69), wodurch die Hände der Assistenz sicher außerhalb des Operationsfeldes bleiben. Chirurgen können das Instrument durch verschiedene Richtungsoptionen – linksseitig oder rechtsseitig orientiert – sowie durch wählbare Spitzenprofile anpassen, darunter Einzinken-Spitzen für gezielten Knochengriff oder Doppelzinken-Spitzen für eine ausgewogene Zweipunktstabilität am Acetabulumrand.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker die Flared Cobra Retractors so, dass sie schweren mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavierzyklen standhalten. Dies garantiert Gelenkrekonstruktions- und orthopädischen Trauma-Teams weltweit kompromisslose klinische Haltbarkeit und Leistung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest