



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Расширенная урологическая ретракторная система
Urology Lobster Expanded Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Расширенная урологическая ретракторная система Urology Lobster Expanded Retractor

SKU RM-ULER-1

\$3,499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
8	Зажим Lobster Retractor Clamp	—
1	Зажим для стола Lobster с вертикальной стойкой и муфтой рамы	—
1	Шарнирный удлинитель Lobster Hinged Extension Arm	—
1	Рама Lobster Frame	—
2	Поворотный ретрактор Lobster Mayo	2" × 2"
2	Поворотный ретрактор Lobster Mayo	2¾" × 2"
1	Поворотный ретрактор Lobster Deaver	2¾" × 4½"
1	Поворотный ретрактор Lobster Deaver	1½" × 6"
1	Ретрактор Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Ретрактор Lobster Harrington	2.5" × 6"
1	Пластичный поворотный ретрактор Lobster (перфорированный)	2" × 6½"
1	Пластичный поворотный ретрактор Lobster (перфорированный)	3" × 6½"

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Пластичный поворотный ретрактор мочевого пузыря Lobster Marshall	3" × 6"
1	Поворотный ретрактор Lobster Fence	4" × 6"
1	Поворотный ретрактор Lobster Splanchnic	2" × 4½"
1	Стерилизационный короб	—

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Urology Lobster Expanded Retractor — это специализированная самодержащаяся система ретракции с креплением к столу, созданная для решения проблем визуализации и фиксации при проведении сложных урологических операций. Благодаря надежному креплению к стандартным рельсам операционного стола с помощью шарнирной стойки и муфты, система создает стабильный контур, освобождая операционную бригаду от необходимости ручного удержания инструментов и обеспечивая неподвижную визуализацию глубоких полостей малого таза.

Конфигурация Urology Lobster Expanded Retractor, разработанная специально для расширенных урологических манипуляций, включает структурную раму Lobster, шарнирный удлинитель для увеличения охвата и восемь многопозиционных зажимов. Набор из 11 лопаток содержит специализированный инструментарий, в том числе пластичный поворотный ретрактор мочевого пузыря Marshall 3" × 6", перфорированные пластиковые полосы, лопатки Harrington Sweetheart, Deaver, Mayo, Fence и висцеральные лопатки Splanchnic, которые адаптируются к глубоким анатомическим структурам.

Изготовленная в соответствии с клиническими стандартами из хирургической нержавеющей стали и высокопрочных сплавов с антибликовым сатиновым покрытием, система от Retractor Maker поставляется в полном комплекте в прочном стерилизационном коробе, сертифицированном для многократного автоклавирования.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest