



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Côtes Finochietto

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Côtes Finochietto

SKU RM-FRS-SERIES-1

\$329 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de rail de guidage parallèle profilé	Châssis à barre linéaire conçu pour coulisser et écarter les structures osseuses
2 (Paire fixe)	Valves angulaires fixes	Blocs latéraux de préhension osseuse dotés de fenêtrages circulaires
1	Verrou à vis intégré	Verrou structurel manuel positionné pour retenir solidement l'expansion du cadre
2	Bras d'extension ergonomiques	Poignées structurées légères optimisées pour limiter la fatigue de l'utilisateur
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de côtes Finochietto est un écarteur chirurgical cardiothoracique fondamental, conçu spécifiquement pour assurer un écartement intercostal progressif et sûr, ainsi qu'une exposition de la paroi thoracique lors d'opérations pulmonaires, cardiaques et médiastinales majeures. Conçu avec un rail de guidage robuste à crémaillère, cet instrument permet aux chirurgiens d'appliquer une distraction mécanique calibrée sur les côtes adjacentes, prévenant les fractures costales tout en établissant un corridor visuel dégagé vers la cavité pleurale.

Conçu pour s'adapter à diverses profondeurs de cavités thoraciques et tailles anatomiques, le cadre standard du Finochietto Rib Spreader peut être sélectionné parmi six combinaisons de tailles principales selon les exigences chirurgicales : Option 1 (40 × 45 mm / écartement 135 mm, \$329), Option 2 (40 × 45 mm / écartement 150 mm, \$339), Option 3 (46 × 62 mm / écartement 190 mm, \$349), Option 4 (52 × 62 mm /

écartement 175 mm, \$339), Option 5 (80 × 65 mm / écartement 190 mm, \$349), et Option 6 (85 × 65 mm / écartement 175 mm, \$359). Fabriquées à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les valves latérales à angle fixe présentent des fenêtrages circulaires garantissant une prise osseuse positive, tandis que le verrou à vis intégré maintient solidement l'expansion du cadre sans glissement.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le Finochietto Rib Spreader pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires de cardiothoracique, aux centres de traumatologie et aux salles de transplantation pulmonaire du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest