



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Componente Glenosfera para Artroplastia
Total e Reversa de Ombro

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Componente Glenosfera para Artroplastia Total e Reversa de Ombro

SKU RM-TRSAGCR-26-1

\$109 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Total and Reverse Shoulder Arthroplasty Glenosphere Component Retractor	10 ¼" (26.03 cm) de comprimento, ponta dupla de 24 mm, cabo ergonômico	\$109
Capa Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$109

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Componente Glenosfera para Artroplastia Total e Reversa de Ombro é um instrumento cirúrgico ortopédico especializado, projetado especificamente para fornecer alavancagem óssea confiável e deslocamento posterior do úmero proximal durante reconstruções anatômicas e reversas de ombro. Projetado para se posicionar atrás da borda glenoide e do colo umeral, este afastador permite que a equipe cirúrgica desloque o úmero posteriormente, estabelecendo um corredor visual amplo diretamente na abóbada glenoide para a fixação da placa base e o assentamento do componente glenosfera.

Construído para suportar ciclos de esterilização em autoclave de alta frequência e com garantia vitalícia contra ferrugem e defeitos de material, esta configuração do Afastador de Componente Glenosfera para Artroplastia Total e Reversa de Ombro apresenta um comprimento total de 10 ¼ inches (26.03 cm, \$109). Produzida artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria da ponta ativa incorpora dentes duplos de 24 mm de largura, contornados para envolver as corticais ósseas umerais e tecidos capsulares densos de forma limpa, sem escorregar. Seu conjunto de cabo apresenta uma arquitetura monobloco alongada integrada a um punho ergonômico para garantir um controle confortável, seguro e antiderrapante durante a preparação articular prolongada.

Fornecido como um dispositivo de sala cirúrgica não estéril e reesterilizável com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Componente Glenosfera para Artroplastia Total e Reversa de Ombro para suportar imenso torque mecânico, oferecendo excepcional resistência à corrosão, rigidez

estrutural e durabilidade total em autoclave para centros de reconstrução de ombro e medicina esportiva em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)