



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Maleável Tessier (Ribbon)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Maleável Tessier (Ribbon)

SKU RM-TMRR-22-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Lâmina Estreita — 22 cm length, espátula maleável estreita — Exploração do assoalho orbital, acesso ao canto medial, craniofacial pediátrico	RM-TMRR-22-1-1	\$44
Lâmina Média — 22 cm length, espátula maleável média — Exposição padrão da borda orbital, osteotomias do arco zigomático e maxilares	RM-TMRR-22-1-2	\$44
Lâmina Larga — 22 cm length, espátula maleável larga — Elevação de retalho frontal amplo, acesso coronal e proteção do globo ocular	RM-TMRR-22-1-3	\$44
Pacote com Conjunto de Três — Estreito, Médio e Largo Combinados — Conjunto completo de bandeja de maleáveis craniofaciais para todos os corredores ósseos faciais	RM-TMRR-22-1-4	\$94

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Maleável Tessier (Ribbon) é um afastador cirúrgico especializado para cirurgia craniofacial, plástica e orbital, projetado especificamente para fornecer deslocamento seguro e não traumático de tecidos moles e proteção do globo ocular durante reconstruções faciais complexas. Projetado com um chassi de fita maleável e dúctil, este instrumento permite que os cirurgiões contornem a lâmina intraoperatoriamente ao redor da borda orbital, zigoma e maxila, proporcionando retração tecidual estável sem causar necrose por pressão focal em

estruturas perioculares delicadas.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave e mantendo alta resistência à corrosão, esta configuração do Afastador Maleável Tessier apresenta um comprimento total de ferramenta de 22 cm (\$44). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento incorpora um diâmetro/espessura de lâmina base de 9 mm com um peso físico de 0.100 kg, proporcionando sensibilidade tátil ideal. A linha é altamente personalizável em três larguras distintas — Estreito, Médio e Largo — ou selecionável como um pacote de atualização abrangente (Conjunto de Três), combinando as três configurações por \$94 (+\$50.00 upgrade opcional).

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Maleável Tessier para suportar dobras intraoperatórias repetidas e ciclos de reprocessamento hospitalar, fornecendo a centros bucomaxilofaciais, clínicas de cirurgia plástica e centros craniofaciais em todo o mundo excepcional ductilidade, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)