



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Freeman フェイスリフトレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Freeman フェイス リフトレトラクター

SKU RM-FFLR-SERIES-1

\$62 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
20 mm – 22 mm — 直	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm – 22 mm — 強弯	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm – 36 mm — 直	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm – 36 mm — 強弯	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm – 38 mm — 直	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm – 38 mm — 強弯	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72

製品詳細

Freeman フェイスリフトレトラクターは、除皺術や顔面再建手術において、滑りにくい幅広の組織挙上と最適な術野確保を実現するために開発された、美容外科の基礎となる器具です。広範なコンター形状のワーキングエンドは、手動によるカウンター・トラクションを皮膚フラップ全体に均一に分散させ、広範囲の剥離時における局所的な虚血、ディンプリング、または真皮の裂傷を防止します。

特定の解剖学的部位や手技に適合するよう、この Freeman フェイスリフトレトラクター・ラインは全長 7 inches (17.8 cm) に固定されています。シリーズは、20 mm (\$62)、22 mm (\$64)、35 mm (\$66)、36 mm (\$68)、37 mm (\$70)、38 mm (\$72) の6つの標準的な幅で提供されています。執刀医は、直接的な平面挙上にはストレート型、顔の輪郭に沿ったアーチ形状にはフルカーブ型を選択できます。人間工学に基づいたフラットハンドルにより、助手は疲労の少ない安定したコントロールが可能です。

医療用グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から削り出され、光の反射を抑えたサテンマット仕上げが施されています。Retractor Maker は、厳格な臨床許容誤差に基づいて Freeman フェイスリフトレトラク

ターを製造しており、世界中の美容外科・形成外科クリニックに対し、優れた耐食性、揺るぎない構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest