



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Delee Universal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Delee Universal Retractor

SKU RM-DUR-1

\$129 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Delee Universal Retractor	Longueur totale 24 cm, lame courbe 50 x 70 mm	\$129
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$129

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Delee Universal Retractor (souvent appelé écarteur vésical de Delee) est un instrument chirurgical fondamental en obstétrique et gynécologie, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement large et atraumatique de la vessie et de la paroi abdominale inférieure lors des césariennes et des procédures pelviennes ouvertes. Doté d'une lame courbe lisse et large, cet écarteur permet d'isoler la vessie en toute sécurité des incisions d'hystérotomie utérine inférieure.

Conçue pour maximiser l'exposition au champ opératoire, cette configuration du Delee Universal Retractor présente une longueur totale de 24 cm (\$129) associée à une lame fixe généreuse de 50 mm de large par 70 mm de profondeur. Le rebord arrondi et poli de la lame épouse la forme de la vessie de manière atraumatique, évitant les ecchymoses muqueuses ou les perforations sous une forte contre-traction. Son manche plat ergonomique et robuste offre aux assistants chirurgicaux un levier sans fatigue, garantissant que la vessie reste abaissée et protégée des passages du bistouri et des canules d'aspiration.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le Delee Universal Retractor pour résister aux cycles de stérilisation hospitalière répétitifs, offrant aux unités de travail et d'accouchement ainsi qu'aux blocs opératoires gynécologiques du monde entier une durabilité et une fiabilité clinique exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest