



RETRACTOR MAKER

کتیب منتج

مقاعد Koenig Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



مباعد Koenig Retractor

SKU RM-KNR-17-1

\$49 USD

قائمة المكونات

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
1	بشفرة نافذة (With Fenestrated Blade)	الأبعاد المتاحة: 13×13 mm أو 16×13 mm · الدور الإكلينيكي الأساسي: رؤية مباشرة عبر الشفرة للأوعية/الهياكل الأساسية · السعر (USD): \$49.00
1	بدون شفرة نافذة (Without Fenestrated Blade)	الأبعاد المتاحة: 13×13 mm أو 16×13 mm · الدور الإكلينيكي الأساسي: حاجز صلب لتثبيت الأنسجة الرخوة وتباعد حواف الجرح · السعر (USD): \$49.00
1	غلاف واقٍ / صندوق	الأبعاد المتاحة: تغليف قياسي للنقل · الدور الإكلينيكي الأساسي: — · السعر (USD): مشمول

وصف المنتج

مباعد Koenig Retractor هو أداة جراحية يدوية متخصصة صممت خصيصاً لتباعد الأنسجة الرخوة وحواف الجروح بشكل آمن وغير رضحي. يُستخدم لإبقاء الجرح مفتوحاً ومنع إغلاقه المبكر، مما يسهل رؤية الجرح وتباعد حوافه. تتوفر في نسختين: واحدة مع شفرة نافذة (With Fenestrated Blade) وأخرى بدون شفرة نافذة (Without Fenestrated Blade). كلا النسختين مصنوعتان من الفولاذ المقاوم للصدأ (AISI 304/316) ولهما مقبض مريح مع فتحة إصبعية لتسهيل الإمساك به. كلا النسختين تأتيان مع غلاف واقٍ لحماية المريض والأداة.

تم تصميم مباعد Koenig Retractor القابل لإعادة الاستخدام بطول ثابت يبلغ 17 cm (\$49) للتحكم التشغيلي الأمثل. الأداة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (AISI 304/316) وأدائها مواعم دلاوف علوناً دوجاً من أيدي قذفان قرفش: تارغشلا سدنهل (With Fenestrated Blade) قذفان نودب وأ، قيلكيهلا يورلا نيسحتلة حوتفم تاحتفب زيمتة (Without Fenestrated Blade) 13.0 mm × 16.0 mm و 13.0 mm × 13.0 mm. تتوفر الأداة بمقاسين قياسيين للشفرة: 13.0 mm × 16.0 mm و 13.0 mm × 13.0 mm.

تصنع Retractor Maker مباعد Koenig Retractor بلمسة سنان غير لامعة ومضادة للانعكاس لتحمل دورات التعقيم المتكررة في المستشفيات. كما أنها مصنوعة من مواد عالية الجودة لتتوافق مع متطلبات التعقيم المتكررة.



شكرا لكم

نتطلع لمناقشة متطلباتكم من المعدات الجراحية.

تواصل مع Retractor Maker

البريد الإلكتروني

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

المواقع الإلكترونية

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

العنوان

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

تابعنا



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest