



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Предсердный ретрактор Cooley Atrial Retractor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Предсердный ретрактор Cooley Atrial Retractor

**SKU** RM-CAR-1

**\$64 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ | SKU / ДЕТАЛИ | ЦЕНА (USD) |
|------------------|--------------|------------|
| Малая модель     | RM-CAR-1-1   | \$64       |
| Средняя модель   | RM-CAR-1-2   | \$69       |
| Большая модель   | RM-CAR-1-3   | \$74       |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Cooley Atrial Retractor — это первоклассный кардиохирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения четкой и атравматичной визуализации левого предсердия и кольца митрального клапана во время процедур на открытом сердце. Благодаря анатомически изогнутой дистальной лопатке, этот инструмент позволяет хирургу аккуратно приподнимать стенку предсердия и межпредсердную перегородку, создавая беспрепятственный обзор для осмотра и пластики клапана.

Эта модель Cooley Atrial Retractor, созданная для оптимального доступа в глубокие полости, имеет единую общую конструктивную длину 24 см, что позволяет рукам ассистента находиться на безопасном расстоянии от основного операционного поля. Инструмент выпускается с тремя вариантами размера лопатки: Small (\$64), Medium (\$69) и Large (\$74), что позволяет хирургическим бригадам подбирать инструмент под индивидуальные размеры камер предсердий пациента. Тонкий стержень и сбалансированная эргономичная плоская рукоятка обеспечивают неустойчивую ручную контртракцию во время деликатного наложения внутрисердечных швов.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, Cooley Atrial Retractor от Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая центрам кардиоторакальной хирургии по всему миру превосходную коррозионную стойкость, непоколебимую жесткость конструкции и надежную долговечность.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest