



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Крючок Crile двухсторонний

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Крючок Crile двухсторонний

SKU RM-CRDE-RET-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Тип #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Тип #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухсторонний крючок Crile Retractor Double-Ended является незаменимым ручным хирургическим инструментом, разработанным специально для надежной экспозиции мягких тканей и краев ран на различной глубине во время общих, пластических и реконструктивных микроопераций. Конструкция с двумя различными Г-образными лопатками, расположенными на концах компактного корпуса, позволяет хирургической бригаде мгновенно переходить от ретракции подкожной клетчатки к подъему глубоких фасций.

Созданный для исключительной маневренности в ограниченном хирургическом пространстве, этот вариант Crile Retractor Double-Ended имеет общую длину 4 ¼ дюйма (10.8 cm). Инструмент предлагается в двух стандартных конфигурациях: Style #1 (\$29) с лопатками 11 mm × 3 mm (1/8" × 7/16") и 20 mm × 6 mm (1/4" × 13/16"), а также Style #2 (\$35) с лопатками 1/4" × 1/2" и 3/8" × 7/8". Гладкие закругленные края лопаток предотвращают травмирование тканей, а центральная рукоятка обеспечивает удобный захват для ассистента.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит Crile Retractor Double-Ended с расчетом на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, отличный баланс и полную долговечность для амбулаторий и операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest