



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Alar-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Alar-Retraktor

SKU RM-AR-1

\$29 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Alar-Retraktor	15 cm Gesamtlänge, 22 × 13 mm Valvula	\$29
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$29

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Alar-Retraktor ist ein präziser, gehaltener Nasenretractor, der speziell zum Anheben und Stützen des Nasenflügelrandes und der Nasenspitze während der ästhetischen und rekonstruktiven Rhinoplastik entwickelt wurde. Das Design mit einer gebogenen distalen Valvula, die sich sicher an den Nasenlochrand anschmiegt, ermöglicht eine zuverlässige anatomische Exposition, ohne ischämische Randschäden oder Knorpelverformungen zu verursachen.

Optimiert für filigrane Gesichtseingriffe, verfügt diese spezifische Konfiguration des Alar-Retraktors über eine Arbeitslänge von 15 cm und eine präzise gebogene, 22 mm breite und 13 mm lange Valvula. Der ausbalancierte, ergonomische Flachgriff bietet taktilen Feedback und eine sichere Griffkontrolle, wodurch Chirurgen und Assistenten eine stetige Aufwärtsretraktion in tiefen Nasenvorhof-Korridoren ohne Sichtbehinderung aufrechterhalten können.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien, satinierten Mattfinish, stellt Retractor Maker den Alar-Retraktor nach strengen klinischen Standards her. Damit erhalten Schönheitskliniken und HNO-Kliniken ein voll autoklavierbares, korrosionsbeständiges Instrument für den täglichen operativen Einsatz.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest