



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Succión Gerbault Tebbett's

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Succión Gerbault Tebbett's

SKU RM-GTSR-1

\$209 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
14 cm — Separador con aspiración	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — Separador con aspiración — Estándar	RM-GTSR-1-2	\$209
Configuración de succión dual y fibra óptica — Separador con punta de 3 orificios, línea de succión y haz de fibra óptica	RM-GTSR-1-3	\$209

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Succión Gerbault Tebbett's es un instrumento quirúrgico de primer nivel para rinoplastia y cirugía reconstructiva facial, diseñado específicamente para proporcionar una elevación superior del colgajo dorsal, evacuación continua de humo/fluidos y visualización intraoperatoria sin sombras. Diseñado de acuerdo con las técnicas modernas de rinoplastia estructural y de preservación, este instrumento elimina la sangre y el fluido de irrigación de forma instantánea sin requerir una cánula de succión secundaria.

Construido para ofrecer líneas de visión operativas sin compromisos en bóvedas nasales confinadas, este modelo de Separador de Succión Gerbault Tebbett's presenta un diseño de punta patentado de tres orificios que aspira fluidos de manera eficiente mientras evita la succión de tejidos blandos o la oclusión mucosa. Los cirujanos pueden configurar el instrumento en dos opciones funcionales: una versión estándar de solo succión con un conector de tubo de succión universal, o una versión de succión dual y fibra óptica (\$209) que combina el canal de succión integrado con rutas de fibra óptica de alta transmisión para la iluminación simultánea de la cavidad y la limpieza de fluidos.

Fabricado con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico y fibras ópticas de vidrio de alta transmisión con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker suministra el Separador de Succión Gerbault Tebbett's no estéril y totalmente esterilizable en autoclave dentro de un embalaje protector, proporcionando a los centros de cirugía plástica, otorrinolaringología y reconstructiva una precisión clínica inquebrantable y durabilidad óptica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest