



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Zalkind 可塑性リボンレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Zalkind 可塑性リボンレトラクター

SKU RM-ZMRR-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69

製品詳細

Zalkind 可塑性リボンレトラクターは、一般外科、形成外科、小児外科、および深部整形外科手術において、安全でカスタム成形された組織排除と臓器保護を提供するために特別に設計された不可欠な柔軟外科器具です。極めて延性の高いフラットブレードシャーシで設計されたこのスパチュラは、執刀医が術中に個々の解剖学的腔に合わせて器具を成形・型取りすることを可能にし、繊細な内臓器官や神経血管束への局所的な圧迫外傷や剪断損傷を回避します。

高頻度のオートクレーブ滅菌に耐えるように構築され、錆に対する生涯保証を提供するこの Zalkind 可塑性リボンレトラクターシリーズは、広範な寸法マトリックスを通じて高度なカスタマイズが可能です。プレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、全長は 10 cm (\$44)、18 cm (\$49)、20 cm (\$54)、21 cm (\$59)、26 cm (\$64)、30 cm (\$69)、33 cm (\$69) が用意されています。ブレード幅は 2 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、7 mm のマイクロコリドーサイズを網羅しており、マクロ組織排除用として最大 2 cm から 7 cm 幅までのカスタム選択も可能です。滑ら

かに研磨されたエッジは内臓の擦過傷を防ぎ、ブレードは連続的な対抗牽引下でも成形された姿勢を維持します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Zalkind 可塑性リボンレトラクターは、繰り返しの手動による再曲げや病院での滅菌工程に耐えるよう製造されており、世界中の手術室、外傷センター、専門再建クリニックに優れた延性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest