



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Medial Ramus Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Medial Ramus Retractor

SKU RM-MRR-195-1

\$99 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Modellvariante Links	Gesamtlänge: 19.5 cm · Primäre klinische Rolle: Medialer Weichteilschutz bei linksseitigen sagittalen Spaltosteotomien · Preis (USD): \$99.00
1	Modellvariante Rechts	Gesamtlänge: 19.5 cm · Primäre klinische Rolle: Medialer Weichteilschutz bei rechtsseitigen sagittalen Spaltosteotomien · Preis (USD): \$99.00
1	Schutzhülle / Box	Gesamtlänge: Standard-Transportverpackung · Primäre klinische Rolle: — · Preis (USD): Inbegriffen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Medial Ramus Retractor ist ein unverzichtbares Instrument für die orthognathe Chirurgie, das speziell für die sichere, atraumatische Weichteilverdrängung entlang der medialen Seite des aufsteigenden Astes bei sagittalen Spaltungsverfahren entwickelt wurde. Durch das sanfte Gleiten zwischen der medialen Ramuskortikalis und dem M. pterygoideus medialis schirmt dieser Retraktor das neurovaskuläre Bündel des N. alveolaris inferior oberhalb der Lingula während der horizontalen Knochenschnitte ab.

Um bilateralen chirurgischen Zugängen gerecht zu werden, verfügt dieses Modell des Medial Ramus Retractor über eine Gesamtlänge von 19.5 cm (\$99). Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument bietet über das Konfigurationsmenü wählbare anatomische Variationen: eine linke und eine rechte Modellvariante. Die anatomisch gekrümmte Blattspitze schmiegt sich eng an den posterioren und medialen Rand des Ramus an, verhindert ein Abrutschen und hält die Hände der Assistenz sicher außerhalb des Sichtfeldes des Chirurgen.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Medial Ramus Retractor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet MKG-Chirurgen und Spezialisten für Gesichtsrekonstruktion weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und absolute Zuverlässigkeit im Autoklaven.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest