



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор для шва мениска

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор для шва мениска

SKU RM-MRR-5IN-1

\$59 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор для шва мениска	Размеры / Детали: общая длина 5" (12.7 см), полированная изогнутая защитная лопатка · Количество: 1	\$59
Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: Индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор для шва мениска — это специализированный ортопедический инструмент для коленного сустава, разработанный специально для обеспечения безопасной, атравматичной защиты сосудисто-нервных структур и отведения капсулы во время артроскопического восстановления мениска методами «изнутри-наружу» и «снаружи-внутри». Данный ретрактор, устанавливаемый за заднюю капсулу коленного сустава, служит жестким отражателем иглы, защищая подколенную артерию, вену, а также большеберцовый и малоберцовый нервы от продвигающихся игл для шва мениска.

Инструмент имеет длину 5 inches (12.7 cm, \$59) и оптимизирован для обеспечения точной тактильной обратной связи. Изготовленная вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, геометрия лопатки включает изогнутый стержень с открытым закругленным профилем кончика, который соответствует форме заднего мыщелка бедренной кости и плато большеберцовой кости. Зеркальная полировка поверхности сводит к минимуму трение в мягких тканях и позволяет игле беспрепятственно скользить непосредственно через заднемедиальный или заднелатеральный разрез.

Ретрактор производства Retractor Maker оснащен антибликовой матовой рукояткой и полированной лопаткой в форме ложки. Он рассчитан на многократные циклы автоклавирувания, обеспечивая

специалистам по спортивной медицине и хирургам-ортопедам во всем мире исключительную жесткость конструкции, коррозионную стойкость и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest