



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Aufricht Nazal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Aufricht Nazal Ekartör

**SKU** RM-ANR-6IN-1

**\$59 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK           | SKU / DETAYLAR | FİYAT (USD) |
|--------------------------|----------------|-------------|
| Aspirasyonsuz (standart) | RM-ANR-6IN-1-1 | \$59        |
| Aspirasyon borulu        | RM-ANR-6IN-1-2 | \$199       |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Aufricht Nazal Ekartör, rinoplasti ve rekonstrüktif nazal prosedürler sırasında nazal cilt zarfının ve kıkırdığın sabit elevasyonunu sağlamak üzere tasarlanmış endüstri standardı bir cerrahi alettir. Kavisli bir uç profili ile sonlanan 8 mm genişliğinde düz, masif bıçakla tasarlanan bu alet, ekartasyon kuvvetlerini nazal dorsum boyunca eşit olarak dağıtırken derin intranasal dokuları güvenle kavrar.

Prosedürel esneklik için tasarlanan bu 6-inch (15.2 cm) Aufricht Nazal Ekartör, iki işlevsel konfigürasyonda üretilmektedir: standart masif bıçaklı model (\$59) ve entegre aspirasyon tüplü konfigürasyon (\$199). Aspirasyonlu model, shaft boyunca özel bir tahliye kanalı içerir; bu da cerrahların ayrı bir aspirasyon cihazına ihtiyaç duymadan ameliyat alanındaki kanı ve yıkama sıvılarını eş zamanlı olarak aspire etmesine olanak tanır.

Yansıma önleyici saten kaplamalı, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas bir şekilde işlenen Retractor Maker, Aufricht Nazal Ekartörü steril olmayan ve koruyucu ambalaj içinde tamamen otoklavlanabilir şekilde sunarak plastik, estetik ve KBB cerrahi ekiplerine uzun ömürlü dayanıklılık ve olağanüstü klinik fayda sağlar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest