



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Beard Distal Radius Wide Hohmann

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Beard Distal Radius Wide Hohmann

SKU RM-BDRWHR-1

\$79 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Beard Distal Radius Wide Hohmann	Longitud total de 5.37" (13.63 cm), hoja Hohmann ancha	\$79
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Beard Distal Radius Wide Hohmann es un instrumento de mano y muñeca para ortopedia, diseñado con ingeniería de precisión para proporcionar una exposición ósea superior durante los procedimientos de fijación de fracturas de radio distal y osteotomía. Diseñado con un vástago angulado que integra un conjunto de hoja ancha fresada con precisión, este separador permite a los equipos quirúrgicos ejercer palanca sobre las capas profundas de tejido blando, alejándolas del radio volar y dorsal con un esfuerzo manual mínimo.

Construido para una ergonomía óptima en cirugía de muñeca, esta configuración del Separador Beard Distal Radius Wide Hohmann presenta una longitud total compacta de 5.37 pulgadas (13.63 cm). Su perfil de hoja ancha está contorneado para asentarse de forma estable contra la diáfisis radial, levantando el pronador cuadrado y los tendones flexores limpiamente fuera de la zona de placa. El mango ergonómico especializado proporciona el máximo control manual y un agarre seguro incluso ante la exposición a fluidos, reduciendo significativamente la fatiga manual del asistente durante maniobras de reducción complejas.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker suministra el Separador Beard Distal Radius Wide Hohmann en estado no estéril y totalmente autoclavable dentro de un embalaje protector, ofreciendo alta durabilidad y resistencia a la corrosión para quirófanos de ortopedia y cirugía de mano en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest