



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

SKU RM-SAR-GE-775-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure	全長 7 ¾" (19.68 cm)、40 mm 幅ブレード、人間工学に基づいたTハンドル	\$79
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$79

製品詳細

Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposureは、人工肩関節全置換術およびリバース型人工肩関節置換術において、強力な骨レバレッジと全周性の軟部組織変位を提供するために特別に設計された整形外科手術器具です。関節窩後縁および上腕骨頸部の背後に配置するように設計されたこのレトラクターにより、手術チームは近位上腕骨を後方に変位させ、リーミングやコンポーネント設置のための関節窩円蓋部への広大な術野を直接確保できます。

高頻度のオートクレーブ滅菌プロトコルに耐えるよう構築されたこのShoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposureの構成は、全長7 ¾ inches (19.68 cm, \$79) です。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、40 mm wide bladeの作業幅は、骨皮質を圧迫することなく重厚な関節包や筋肉組織を保持できるよう輪郭形成されています。統合された人間工学に基づいたTハンドルは、強力なグリップを促進し、ユーザーの機械的テコ作用を高めるよう設計されており、長時間の関節窩形成中における助手の前腕の疲労を大幅に軽減します。

低反射のサテンマット仕上げを施した非滅菌・再滅菌可能な手術室用デバイスとして提供されるRetractor Maker製のShoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposureは、整形外科特有の強いトルクに耐えるよう製造されており、世界中の肩関節再建スイートやスポーツ医学センターにおいて、優れた耐食性、構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest